

## Offerta promozionale Microbiologia Greiner bio-one

Greiner bio-one offre una gamma completa di piastre petri, disponibili a richiesta anche in formato sterile. Alcune diametri sono disponibili anche in formato ventilato.

Le piastre sono prodotte con polistirene altamente trasparente resistente alla temperatura di 60°C per poter essere utilizzate con agar caldo.

La gamma di prodotti comprende anche anse e aghi, tubi con tappo ventilato e tubi standard da 15ml e da 50ml in polistirene, da cuvette per la lettura nel range :340-900nm e sacchetti per la sterilizzazione in autoclave.

### Piastre Petri

Disponibili in vari formati

Easy stacking

Con o senza ventilazione

Prodotte in PS crystal clear

Disponibile anche in formato sterile a richiesta



### Anse /aghi

Sterilizzate a raggi gamma

Codice colore per i differenti volumi delle anse

Anse con volumi da 1ul e da 10ul

Disponibili anche confezionate singolarmente.



### Tubi con tappo a doppio scatto

Disponibili con e senza graduazione

Prodotti in polipropilene



### Cuvette

Disponibili in due dimensioni

Range di utilizzo: 340-900nm

Prodotte in PS crystal clear



### Sacchetti disposable

Prodotte in polipropilene

Sterilizzazione in autoclave



# PRODOTTI E CONDIZIONI DELLA PROMOZIONE GREINER BIO-ONE

Codice	Descrizione	Q.tà	Prezzo Promo
<b>PIASTRE PETRI</b>			
GR628102	PETRI DISH WITH VENTS 60 x 15mm, 20 pcs/bag	600pcs	
GR632180	PETRI DISH, WITHOUT VENTS, STERIL 94 x 16mm, 1pcs/bag	480pcs	
GR633180	PETRI DISH, WITH VENTS 94,0/16 MM, 20 PC	480pcs	
GR633185	PETRI DISH, WITH VENTS 94,0/15 MM, 20 PC	480pcs	
<b>ANSE / AGHI</b>			
GR731185	PS-INNOCULATION NEEDLE 200,0 MM,10 PCS/B	3.000pcs	
GR731165	PS-INNOCULATION LOOP,WHITE 200,0 MM, 1 µ	3.000pcs	
GR731175	PS-INNOCULATION LOOP; BLUE 200,0 MM,10 µ	3.000pcs	
<b>TUBI CON TAPPO A DOPPIO SCATTO</b>			
GR115262	PP-TUBE, STERILE, 5 ML 12,0/75 MM, 2	2.000pcs	
GR120180	PS-TUBE, STERILE, 4,5 ML 12,4/75 MM, 2	2.000pcs	
GR187262	PP-TUBE, STERILE, 14 ML 18,0/95 MM, 2	1.000pcs	
GR191180	PS-TUBE, STERILE, 14 ML 18,0/95 MM, 2	1.000pcs	
<b>CUVETTE</b>			
GR188271	PP-TUBE, STERILE, 15 ML 17,0/120 MM,	1.000pcs	
GR227261	PP-TUBE, STERILE, 50 ML 30,0/115 MM,	500pcs	
<b>CUVETTE SEMI-MICRO/MACRO</b>			
GR613101	PS-HALF-MICRO-CUVETTE 10,0/45 MM, 100 PC	1.000pcs	
GR614101	PS-MACRO-CUVETTE 10,0/45 MM, 100 PCS/BOX	1.000pcs	
<b>SACCHETTI DISPOSABLE</b>			
GR643201	DISPOSABLE BAG 300/500 MM	500pcs	
GR646201	DISPOSABLE BAG 600/780 MM	500pcs	

**Offerta valida fino al 31/12/2017 Non cumulabile con altri sconti e/o offerte in essere**

**Riportare sull'ordine codice: PROMO GBO2017**

**Minimo fatturabile 150,00€**

**Contributo spese di 30,00€ per ordini inferiori ai 400,00€**

**EuroClone®**  
serving science through innovation