



## Plastica Primo®: EuroClone premia la tua FEDELTA' con una doppia opportunità\*

### PRIMO® CELL CULTURE FLASKS

Codice	Descrizione	Descrizione	Prezzo
ET7025	Primo TC Flask 25cm2 plug seal screw cap	20 x 10 pcs	
ET7026	Primo TC Flask 25cm2 screw cap w/filter	20 x 10 pcs	
ET7075	Primo TC Flask 75cm2 plug seal screw cap	20 x 5 pcs	
ET7076	Primo TC Flask 75cm2 screw cap w/filter	20 x 5 pcs	
ET7180	Primo TC Flask 182cm2 plug seal screw cap	8 x 5 pcs	
ET7181	Primo TC Flask 182cm2 screw cap w/filter	8 x 5 pcs	

### PRIMO® CELL CULTURE MULTIWELLS

Codice	Descrizione	Descrizione	Prezzo
ET3006	Primo Multiwell plates 6 TC	100 pcs	
ET3012	Primo Multiwell plates 12 TC	100 pcs	
ET3024	Primo Multiwell plates 24 TC	100 pcs	
ET3048	Primo Multiwell plates 48 TC	100 pcs	
ET3096	Primo Multiwell plates 96 flat bottom TC	100 pcs	

### PRIMO® CELL CULTURE DISHES

Codice	Descrizione	Descrizione	Prezzo
ET2035	Primo TC dishes 35 mm	50 x 10 pcs	
ET2060	Primo TC dishes 60 mm Gripping Ring	50 x 10 pcs	
ET2100	Primo TC dishes 100 mm Gripping Ring	30 x 10 pcs	
ET20150	Primo TC dishes 150 mm	20 x 5 pcs	

### PRIMO® CONICAL CENTRIFUGE TUBES

Codice	Descrizione	Descrizione	Prezzo
ET5015B	Primo EZ tubes 15 ml PP conical centrifuge tubes re-sealable bags	20 x 25 pcs	
ET5050B	Primo EZ tubes 50 ml PP conical centrifuge tubes re-sealable bags	20 x 25 pcs	

### PRIMO® SCRAPERS & LIFTERS

Codice	Descrizione	Descrizione	Prezzo
ET6023	Primo® Flat blade cell lifter 23cmx19mm with 9mm J-hook end	100 pcs	
ET6025	Primo® Cell scraper 25x2cm	100 pcs	
ET6040	Primo® Cell strainer 40um	50 pcs	
ET6070	Primo® Cell strainer 70um	50 pcs	
ET6100	Primo® Cell strainer 100um	50 pcs	

**Acquista una selezione dei prodotti in offerta e approfitta dei vantaggi a te riservati.**

\*

**1 ORDINA almeno € 150,00 e NON paghi le spese di gestione ordine e di ghiaccio secco!**

**2 ORDINA almeno € 1.800,00 e richiedi, in sconto merce, un pipettatore PrimoMate.**

#### Pipettatore Primo®Mate

Codice ECP2000

- Per pipette da 1 a 100 ml
- Munito di filtro sicurezza
- Impugnatura ergonomica
- Spia di batteria scarica
- Preciso anche a bassi volumi di liquido



**Riporta sull'ordine il codice dello strumento che hai scelto in sconto merce.**

- Offerta valida fino al **31/12/2017**
- L'indicazione del codice **PROMOPRIMO** sull'ordine è indispensabile per avere diritto allo sconto sulle spese e per ricevere lo strumento scelto in sconto merce!
- Non cumulabile con altri sconti e/o offerte in essere.



**primo<sup>®</sup>mate** è un dispositivo di pipettaggio innovativo, progettato per lavorare senza fili con pipette di vetro o di plastica nel range 1-100 ml.

Dotato di impugnatura leggera e attentamente modellata, insieme con pulsanti lisci, che garantiscono un pipettaggio senza sforzo anche durante un uso prolungato.

**primo<sup>®</sup>mate** è provvisto di utili "ali di riposo" per appoggiarlo sul banco in modo sicuro. Interruttori facilmente accessibili permettono di scegliere diverse modalità di funzionamento a seconda del volume della pipetta e la viscosità del liquido. Al fine di proteggere il dispositivo da eccessivo riempimento abbiamo dotato il **primo<sup>®</sup>mate** con filtri in PTFE e valvola di sicurezza, bloccando così la possibilità di penetrazione di qualsiasi liquido nell'unità. Il supporto del filtro e pipetta può essere facilmente sostituito e sterilizzato in autoclave.

### PRIMO<sup>®</sup> PIPETTES INDIVIDUALLY PACKED

Codice	Descrizione	Descrizione	Prezzo
EPS01N	Primo Pet pre-sterilized 1ml individually packed plastic-paper wrap	5 x 100 pcs	
EPS02N	Primo Pet pre-sterilized 2ml individually packed plastic-paper wrap	5 x 100 pcs	
EPS05N	Primo Pet pre-sterilized 5ml individually packed plastic-paper wrap	4 x 50 pcs	
EPS10N	Primo Pet pre-sterilized 10ml individually packed plastic-paper wrap	4 x 50 pcs	
EPS25N	Primo Pet pre-sterilized 25ml individually packed plastic-paper wrap	3 x 50 pcs	
EPS50N	Primo Pet pre-sterilized 50ml individually packed plastic-paper wrap	4 x 25 pcs	

### PRIMO<sup>®</sup> SYRINGE FILTERS

Codice	Descrizione	Descrizione	Prezzo
EPSPV1030	Primo Syringe Filters, PVDF, 0,10µm pour size, 30mm diameter	45 pcs	
EPSPV2230	Primo Syringe Filters, PVDF, 0,22µm pour size, 30mm diameter	45 pcs	
EPSPV4530	Primo Syringe Filters, PVDF, 0,45µm pour size, 30mm diameter	45 pcs	
EPSPE2230	Primo Syringe Filters, PES, 0,22µm pour size, 30mm diameter	45 pcs	
EPSPE4530	Primo Syringe Filters, PES, 0,45µm pour size, 30mm diameter	45 pcs	

### PRIMO<sup>®</sup> VACUUM SYSTEMS

Codice	Descrizione	Descrizione	Prezzo
EPVPV10250	Primo Vacuum Filter Systems, 250 ml, 0,10µm, PVDF	12 pcs	
EPVPE22250	Primo Vacuum Filter Systems, 250 ml, 0,22µm, PES	12 pcs	
EPVPE45250	Primo Vacuum Filter Systems, 250 ml, 0,45µm, PES	12 pcs	
EPVPV10500	Primo Vacuum Filter Systems, 500 ml, 0,10µm, PVDF	12 pcs	
EPVPE22500	Primo Vacuum Filter Systems, 500 ml, 0,22µm, PES	12 pcs	
EPVPE45500	Primo Vacuum Filter Systems, 500 ml, 0,45µm, PES	12 pcs	
EPVPE221000	Primo Vacuum Filter Systems, 1000 ml, 0,22µm, PES	12 pcs	

### PRIMO<sup>®</sup> RESERVOIRES

Codice	Descrizione	Descrizione	Prezzo
EPS520	Primo <sup>®</sup> Reservoir 50ml sterile	200 pcs	
EPS501	Primo <sup>®</sup> Reservoir 50ml Individually packaged sterile	80 pcs	

### PRIMO<sup>®</sup> MICROCENTRIFUGE TUBES

Codice	Descrizione	Descrizione	Prezzo
ET3405	Primo boil-proof microcentrifuge tubes 0,5 ml in re-sealable bags	1000 pcs	
ET3415	Primo boil-proof microcentrifuge tubes 1,5 ml in re-sealable bags	1000 pcs	
ET3420	Primo boil-proof microcentrifuge tubes 2,0 ml in re-sealable bags	1000 pcs	

**EuroClone<sup>®</sup>**  
serving science through innovation