


SOLUZIONI CST PER SPATIAL BIOLOGY

UNA GUIDA PER OGNI TIPO DI
CAMPIONE, WORKFLOW E
PIATTAFORMA



Dai campioni FFPE ai frozen, Cell Signaling Technology offre anticorpi e reagenti validati per tutte le esigenze sperimentali. Consulta la tabella per individuare le opzioni compatibili con il tuo workflow.

TIPO IMAGING	TIPO CAMPIONE	FAMIGLIA PRODOTTO CST	LOW-PLEX (0-3 TARGET)	MID-PLEX (3-10 TARGET)
Fluorescenza	FROZEN	• Anticorpi primari validati IF-F • Anticorpi primari coniugati con fluoroforo • Anticorpi secondari coniugati con fluoroforo • Service di coniugazione	• Anticorpi chimerici • Anticorpi primari coniugati con fluoroforo • Anticorpi primari non coniugati e secondari coniugati con diversi fluorofori	Set di anticorpi primari coniugati e/o secondari multipli
	FFPE	• Anticorpi primari validati per IHC-P • Anticorpi primari coniugati con fluoroforo • Anticorpi secondari coniugati con fluoroforo • Service di coniugazione	• Anticorpi primari coniugati con fluoroforo • Anticorpi primari non coniugati e secondari coniugati con diversi fluorofori	SignalStar™ Multiplex IHC (3-8 target)
Campo chiaro	FFPE	• Anticorpi primari validati per IHC-P • Anticorpi secondari coniugati con HRP/AP	• Anticorpi primari non coniugati e secondari coniugati con HRP/AP	-

Qualunque sia la piattaforma utilizzata, Cell Signaling Technology offre soluzioni validate che si integrano nei workflow esistenti, permettendo di affrontare diverse applicazioni e livelli di multiplexing.

PLATFORM	COSA PUÒ OFFRIRE CST
Cell DIVE (Leica Microsystems)	• Anticorpi primari coniugati e non coniugati per IHC/IF validati per campioni FFPE/Frozen • Service di coniugazione per anticorpi primari • Anticorpi primari chimerici per IF validati su campioni Frozen e anticorpi secondari Fc-specifici coniugati con fluoroforo
Orion Spatial Biology Platform (RareCyte)	• Anticorpi primari coniugati e non coniugati per IHC/IF validati per campioni FFPE/Frozen • Anticorpi primari chimerici per IF validati su campioni Frozen e anticorpi secondari Fc-specifici coniugati con fluoroforo • Service di coniugazione per anticorpi primari
CellScape Precise Spatial Proteomics Platform (Bruker)	• Anticorpi primari coniugati e non coniugati per IHC/IF validati per campioni FFPE/Frozen • Service di coniugazione per anticorpi primari
COMET™ (Lunaphore)	• Anticorpi primari coniugati e non coniugati per IHC/IF validati per campioni FFPE/Frozen • Service di coniugazione per anticorpi primari
BOND RX / BOND RXm (Leica Biosystems)	• SignalStar™ Multiplex IHC Kit per campioni FFPE • Anticorpi primari coniugati e non coniugati per IHC validati per campioni FFPE • Anticorpi primari carrier free e anticorpi secondari Fc-specifici coniugati con fluoroforo • Service di coniugazione per anticorpi primari
AKOYA PhenoCycler	• Anticorpi primari carrier free per IHC/IF validati per FFPE/Frozen • Service di coniugazione per anticorpi primari con oligo barcode Akoya
Akoya Phenolmager	• Anticorpi primari coniugati e non coniugati per IHC/IF validati per campioni FFPE/Frozen • Anticorpi primari chimerici per IF validati su campioni Frozen e anticorpi secondari Fc-specifici coniugati con fluoroforo • Service di coniugazione per anticorpi primari
10x Genomics Visium & Xenium	• Visium: Anticorpi primari per IHC/IF validati per campioni FFPE/Frozen • Xenium: Anticorpi primari carrier free, service di coniugazione
NanoString GeoMx & CosMx	• Anticorpi primari coniugati per IHC/IF validati per campioni FFPE/Frozen • Anticorpi primari carrier free
Standard BioTools Hyperion	• Anticorpi primari carrier free per IHC validati su campioni FFPE

CONTATTA IL TUO AGENTE DI ZONA
PER MAGGIORI INFORMAZIONI



Euroclone SpA

Via Figino, 20/22 • 20016 Pero (MI) Italy • Ph. +39 02 38195.1 • Fax +39 023391373
info@euroclone.it • www.euroclone.it