

s@femate
EZ

made in
ITALY



Il risparmio senza rinunce!

- *Vetro scorrevole elettrico*
- *Display LCD con informazioni in tempo reale*
- *Supporto regolabile in altezza*
- *Lampada UV inclusa*
- *Colori configurabili*

Offerta lancio*
Chiedi al tuo agente di zona!


Collaudo completo sempre incluso nel prezzo!

Il collaudo include le seguenti verifiche:

- Verifica flusso unidirezionale discendente
- Verifica barriera frontale
- Determinazione classe di contaminazione
- Verifica Allarmi
- Smoke pattern test
- Verifiche generali

Codice PROMO	Descrizione
BI00LDK4000	SafeMate EZ 1.2 – Cabina di sicurezza microbiologica Classe II secondo EN12469:2000, comprensiva di supporto regolabile in altezza. Piano di lavoro chiuso.
BI00LDK4001	SafeMate EZ 1.2 – Cabina di sicurezza microbiologica Classe II secondo EN12469:2000, comprensiva di supporto regolabile in altezza. Piano di lavoro forato.
AZ1K635	Coppia carter laterali – Rosa
AZ1K636	Coppia carter laterali – Azzurro
AZ1K637	Coppia carter laterali – Grigio scuro
AZ1K638	Coppia carter laterali – Arancione
AZ1K639	Coppia carter laterali -Verde

Scegli il tuo colore: in sconto merce per la durata della promo!



Altri modelli disponibili:

Codice	Descrizione
BI00LDK6000	SafeMate EZ 1.8 – Cabina di sicurezza microbiologica Classe II secondo EN12469:2000, comprensiva di supporto regolabile in altezza. Piano chiuso.
BI00LDK6001	SafeMate ECO 1.8 – Cabina di sicurezza microbiologica Classe II secondo EN12469:2000, comprensiva di supporto regolabile in altezza. Piano forato.