



PIASTRE e STRIP per PCR e Real Time PCR

Euroclone premia la tua fedeltà con una proposta speciale:
**ACQUISTA UNA SELEZIONE DI PRODOTTI IN OFFERTA
E APPROFITTA DEI VANTAGGI A TE RISERVATI.**

DOPPIO VANTAGGIO EUROCLONE:

1 ORDINA almeno € 175,00* di prodotti in questo flyer e **NON PAGHI** le spese di gestione ordine e di ghiaccio secco.

2 ORDINA almeno € 950,00* e **SCEGLI** uno tra gli utilissimi premi, qui a fianco, che ti offriamo in sconto merce.
* Importo IVA esclusa

STANDARD PLATES

Codice	Descrizione	Formato
ECPCR0750C	Primo® 96 well plate non-skirted, clear wells	50 plates
ECPCR0760	Primo® 96 well semi skirted PCR plate, natural	50 plates
ECPCR0740C	Primo® standard 96 PCR plates skirted low profile	50 plates
ECPCR0955	Primo® 96 well semi skirted plate for Roche LC480 low profile, white well	50 plates

FRAMESTAR PLATES

Codice	Descrizione	Formato
ECPCR0384C	Primo® FrameStar® 384 well, PCR plates clear wells	50 plates
ECPCR0960C	Primo® FrameStar® 96 PCR plates clear frame	50 plates
ECPCR0770C	Primo® FrameStar® 96well PCR Plate, semi-skirted	50 plates
ECPCR0730C	Primo® FrameStar® 96 PCRplates semi skirted with upstand clear	50 plates
ECPCR0910C	Primo® FrameStar® 96 PCR plates semi skirted, ideal for ABI Fast cyclers	50 plates

SEALING TAPES & STRIPS

Codice	Descrizione	Formato
ECPCR0500	Primo® Transparent Adhesive PCR Seal	100 films
ECPCR0550	Primo® Aluminium Foil Adhesive Seal	100 films
ECPCR0560	Primo® qPCR Adhesive Seal	100 films
ECPCR0752	Primo® strips of 8 domed caps for PCR plates	300 strips
ECPCR0751	Primo® strips of 8 flat optical caps for PCR plates	300 strips

PCR STRIPS & CAPS

Codice	Descrizione	Formato
ECPCR0208D	Primo® 0.2ml, 8 tubes/strip. Clear wells + domed caps	125 strips
ECPCR0208F	Primo® 0.2ml, 8 tubes/strip. Clear wells + flat optical caps	125 strips
ECPCR0754C	Primo® Low profile PCR strip of 8 tubes, clear+ optical caps	120 strips



CAPP Rondo Microcentrifuga
Codice: **KNCR68X**

Microcentrifuga con velocità programmabile fino a 6000 rpm/2000G e timer.

Include:

- Rotore a 8 slot chiuso per tubi da 1,5 e 2 ml
- Rotore aggiuntivo per strip PCR (2x8x0,2ml) e adattatori per microtubi 0,2/0,4ml



CAPP Rondo Plate Shaker
Codice: **KNCRP18X**

Agitatore per micropiastre con un ingombro minimo, controllato da microprocessore, stabile, silenzioso

Include:

- Morsetti intercambiabili per diverse micropiastre
- Piattaforma per 20 microtubi di 1,5/2ml



CAPP Rondo Vortex Mixer 4500 rpm
Codice: **KNCRV45X**

Mini Vortex per una miscelazione accurata e un rapido vortex. Movimento orbitale di 4,5 mm, velocità fino a 4500 rpm/min, per provette fino a 30 mm di diametro. I velocità regolabile.



Pipettatore PrimoMate
Codice: **ECP2000**

- Per pipette da 1 a 100 ml
- Munito di filtro sicurezza
- Impugnatura ergonomica
- Spia di batteria scarica
- Preciso anche a bassi volumi di liquido

RIPORTA SULL'ORDINE LA DICITURA **PRVAN2019** E IL CODICE DELLO STRUMENTO SCELTO IN SCONTO MERCE.

Offerta valida fino al 31/01/2020 e non cumulabile con altri sconti e/o offerte in essere.

Ecco due tabelle utili per scegliere le nostre plastiche **Primo®**

TABELLA COMPATIBILITA' CON LA STRUMENTAZIONE qPCR PIU' DIFFUSA	Abi Life Technologies					Bio-Rad			BioRad MJ Research		Eppendorf	Roch e	Stratagene/Agilent				
	7000,7300,7500,7700,7900	7900 HT	FAST 7500, 7900, 7900HT	StepOne Plus™	QuantStudio™	ViiA7™	CFX 384	CFX96 Touch™/Touch Deep Well/ Connect	iCycler™ IQ, iQ™ 4, iQ™ 5	MyiQ™	Chromo4™	Opticon™, Opticon2™	Mastercycler™ ep realplex	LC96	Nano	MX3000P™	MX3005P™
FrameStar® Plates																	
ECPCR0384C		x			x	x	x										
ECPCR0730C	x	x			x	x						x					x
ECPCR0770C	x				x	x		x	x			x			x	x	x
ECPCR0910C			x	x	x	x											
ECPCR0960C							x			x	x	x					
Standard Plates																	
ECPCR0740C							x			x	x	x				x	
ECPCR0750C								x	x	x		x			x	x	x
ECPCR0760	x				x	x						x			x	x	x
ECPCR0955													x				
Strips																	
ECPCR0208F	x							x	x			x			x	x	x
ECPCR0754C/ECPCR0754							x							x			

TABELLA DI COMPATIBILITA' PER L'UTILIZZO DELLE PIASTRE SUI TERMOCICLATORI PIU' COMUNI																																					
	Abi Life Technologies					Bioer					BioRad					BioRad MJ Research		Eppendorf		EuroClone Bioer		EuroClone PegLab		Stra tagene	Thermo Fisher Scientific												
	Veriti 384 well Block	Veriti 0.1 ml 96 well Block	Veriti 0.2 ml 96 well Block	GeneAmp® 2400	GeneAmp® 2700/2720/9600	GeneAmp® 9700	GeneAmp® 9800 FAST Block	XP Cycler	Gene Pro	Little Genius	Life Express	GeneQ	LifePro	C1000	Genecycler	iCycler™	MyCycler™	S1000	T100	Mini Gradient	PTC100™ (96-well block only)	DNA Engine™, DNA Dyad™, DNA Tetrad™	M384	MasterCycler®	MasterCycler® EP Gradient	MasterCycler® Gradient	EuroCycler Flex	EuroCycler Mini	EuroCycler 96 Gradient	EuroClone PegStar 384	EuroClone PegStar 96 Universal/Gradient	Gradient Cycler	MultiBlock System & MBS	PCR Sprint			
FrameStar® Plates																																					
ECPCR0384C	x					x		x	x									x				x	x												x		
ECPCR0960C								x					x	x							x	x			x	x						x	x	x	x		
ECPCR0770C			x		x	x		x					x		x	x	x	x	x		x	x		x	x							x					
ECPCR0730C			x		x	x															x	x															
ECPCR0910C		x					x																														
Standard Plates																																					
ECPCR0750C					x	x				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x							x	x	x	x	
ECPCR0760			x		x	x		x							x	x	x	x	x		x	x											x				
ECPCR0740C								x					x	x							x	x												x	x	x	x
Tubes and Strips																																					
ECPCR0208D				x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
ECPCR0208F				x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
ECPCR0754C		x					x														x	x													x	x	x
ECPCR0754		x					x														x	x														x	x

PR 2028_Loyalty_Piastre_e_Strip_0119