

**PROMO
POWER**

EuroClone®

Euroclone presenta una nuova offerta esclusiva!

Wonder RT cDNA Synthesis kit : retrotrascrizione facile, veloce, efficiente e... scontata del 50%!

Approfitta dell'offerta ed ordina subito:

Cat. Num.	Description	Size*
EME037050	Wonder RT - cDNA Synthesis kit	50 rxns
EME037250	Wonder RT - cDNA Synthesis kit	5 x 50 rxns

**volume di reazione 20 µl*

Offerta valida fino al 15/11/2021

Codice promozionale: **PPWONDRT**

Per ordini superiori a € 200.00 non verranno applicati costi di gestione o di ghiaccio secco.

Condizioni di vendita: Minimo fatturabile € 150.00 | Offerta non cumulabile con altre promozioni/sconti in essere.

Scopri tutti i vantaggi di Wonder RT cDNA Synthesis kit

FACILE: tre pipettate e la reazione è pronta!

- buffer di reazione (include primers e dNTPs)
- enzima RT (include RNase inhibitor)
- RNA templatato

VELOCE: ottima resa in soli 25 minuti di reazione

SENSIBILE: utilizza fino a 1 pg di RNA

AFFIDABILE: retrotrascrizione ottimale anche con templati complessi o in presenza di inibitori



VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Scansiona il QR code e scarica il catalogo MOLECULAR BIOLOGY:



EuroCloné[®]
serving science through innovation

Euroclone SpA Società a Socio Unico
Via Figino, 20/22 - 20016 Pero (MI)
Tel. +39 02.381951 - +39 02.38101465
info@euroclone.it - www.euroclone.it

Quality Management System Certified to ISO 9001
and ISO 13485 international standard



**PER RICHIEDERE UN PREVENTIVO
CONTATTA IL TUO AGENTE DI ZONA**

Per vedere l'intero portafoglio prodotti visita il sito
www.euroclone.it