

Luna[®] Universal qPCR & RT-qPCR


LIGHTING THE WAY™

Qualità TOP

- * Test rigorosi per specificità, sensibilità, accuratezza, riproducibilità.
- * Ottimi risultati da svariati tipi di campioni.
- * Performance superiori.

RT-qPCR ottimizzata

- * Two-step qPCR Luna script RT supermix: veloce (13 min), robusta, ad elevata sensibilità.
- * One-Step qPCR Luna WarmStart[®] Reverse Transcriptase: RT termostabile di nuova generazione ad elevata performance.
- * WarmStart RT in accoppiata con *Taq Hot Start* migliora la specificità e la robustezza.
- * Luna Cell Ready Lysis Module and kits: progettati per quantificare direttamente l'RNA dal lisato cellulare.



Scelta semplice

- * Un prodotto per ogni applicazione.
- * Formati convenienti e protocolli user-friendly.
- * Tracking dye inerte per eliminare gli errori di pipettamento.



be INSPIRED
drive DISCOVERY
stay GENUINE

2 Select your detection method

1 Select your target



	Dye-based	Probe-based
Genomic DNA or cDNA	Luna® Universal qPCR Master Mix (NEB BM3003)	Luna Universal Probe qPCR Master Mix (NEB BM3004)
Purified RNA One-Step RT-qPCR	Luna Universal One-Step RT-qPCR Kit (NEB BE3005)	Luna Universal Probe One-Step RT-qPCR Kit (NEB BE3006)
	LunaScript® RT SuperMix Kit (NEB BE3010) + Luna Universal qPCR Master Mix (NEB BM3003)	LunaScript RT SuperMix Kit (NEB BE3010) + Luna Universal Probe qPCR Master Mix (NEB BM3004)
Two-Step RT-qPCR		
RNA from cell lysate	Luna Cell Ready One-Step RT-qPCR Kit (NEB BE3030)	Luna Cell Ready Probe One-Step RT-qPCR Kit (NEB BE3031)

Codice Articolo	Descrizione	Formato
BT2010S	Monarch Total RNA Mniniprep Kit	50 Preps
BE3010S	LunaScript® RT SuperMix Kit	25 rxns
BE3010L	LunaScript® RT SuperMix Kit	100 rxns
BM3003S	Luna® Universal qPCR Master Mix	200 rxns
BM3003L	Luna® Universal qPCR Master Mix	500 rxns
BM3003X	Luna® Universal qPCR Master Mix	1000 rxns
BM3003E	Luna® Universal qPCR Master Mix	2500 rxns
BM3004S	Luna® Universal Probe qPCR Master Mix	200 rxns
BM3004L	Luna® Universal Probe qPCR Master Mix	500 rxns
BM3004X	Luna® Universal Probe qPCR Master Mix	1000 rxns
BM3004E	Luna® Universal Probe qPCR Master Mix	2500 rxns
BE3005S	Luna® Universal One-Step RT-qPCR Kit	200 rxns
BE3005L	Luna® Universal One-Step RT-qPCR Kit	500 rxns
BE3005X	Luna® Universal One-Step RT-qPCR Kit	1000 rxns
BE3005E	Luna® Universal One-Step RT-qPCR Kit	2500 rxns
BE3006S	Luna® Universal Probe One-Step RT-qPCR Kit	200 rxns
BE3006L	Luna® Universal Probe One-Step RT-qPCR Kit	500 rxns
BE3006X	Luna® Universal Probe One-Step RT-qPCR Kit	1000 rxns
BE3006E	Luna® Universal Probe One-Step RT-qPCR Kit	2500 rxns
BE3030S	Luna® Cell Ready One Step RT qPCR Kit	20 RT/500 rxns
BE3031S	Luna® Cell Ready Probe One Step RT qPCR Kit	20 RT/500 rxns

* **ORDINA** almeno € 200,00 e NON paghi le spese di gestione ordine e di ghiaccio secco!

- Offerta valida fino al **31/01/2021**
- L'indicazione del codice **PROMOLUNA** sull'ordine è **INDISPENSABILE** per OTTENERE i prezzi qui indicati.
- Non cumulabile con altri sconti e/o offerte in essere.

Ordina 2 confezioni a scelta e richiedi in sconto merce il NEB Cool (BT04005)



Euroclone SpA Società a Socio Unico

Via Figino, 20/22 - 20016 Pero (MI) - +39 02.381951 - +39 02.38101465 - info@euroclone.it - www.euroclone.it

Quality Management System Certified to ISO 9001 and ISO 13485 international standard