

# Luna<sup>®</sup> Universal qPCR & RT-qPCR


LIGHTING THE WAY™

## Qualità TOP

- \* Test rigorosi per specificità, sensibilità, accuratezza, riproducibilità.
- \* Ottimi risultati da svariati tipi di campioni.
- \* Performance superiori.

## RT-qPCR ottimizzata

- \* Two-step qPCR Luna script RT supermix: veloce (13 min), robusta, ad elevata sensibilità.
- \* One-Step qPCR Luna WarmStart<sup>®</sup> Reverse Transcriptase: RT termostabile di nuova generazione ad elevata performance.
- \* WarmStart RT in accoppiata con *Taq Hot Start* migliora la specificità e la robustezza.
- \* Luna Cell Ready Lysis Module and kits: progettati per quantificare direttamente l'RNA dal lisato cellulare.



## Scelta semplice

- \* Un prodotto per ogni applicazione.
- \* Formati convenienti e protocolli user-friendly.
- \* Tracking dye inerte per eliminare gli errori di pipettamento.

 NEW ENGLAND  
**BioLabs**<sup>®</sup> Inc.

be INSPIRED  
drive DISCOVERY  
stay GENUINE

## 2 Select your detection method

### 1 Select your target



	Dye-based	Probe-based
<b>Genomic DNA or cDNA</b>	Luna® Universal qPCR Master Mix (NEB BM3003)	Luna Universal Probe qPCR Master Mix (NEB BM3004)
<b>Purified RNA</b> <b>One-Step RT-qPCR</b>	Luna Universal One-Step RT-qPCR Kit (NEB BE3005)	Luna Universal Probe One-Step RT-qPCR Kit (NEB BE3006)
	LunaScript® RT SuperMix Kit (NEB BE3010) + Luna Universal qPCR Master Mix (NEB BM3003)	LunaScript RT SuperMix Kit (NEB BE3010) + Luna Universal Probe qPCR Master Mix (NEB BM3004)
<b>Two-Step RT-qPCR</b>		
<b>RNA from cell lysate</b>	Luna Cell Ready One-Step RT-qPCR Kit (NEB BE3030)	Luna Cell Ready Probe One-Step RT-qPCR Kit (NEB BE3031)

Codice Articolo	Descrizione	Formato
BT2010S	Monarch Total RNA Mniinprep Kit	50 Preps
BE3010S	LunaScript® RT SuperMix Kit	25 rxns
BE3010L	LunaScript® RT SuperMix Kit	100 rxns
BM3003S	Luna® Universal qPCR Master Mix	200 rxns
BM3003L	Luna® Universal qPCR Master Mix	500 rxns
BM3003X	Luna® Universal qPCR Master Mix	1000 rxns
BM3003E	Luna® Universal qPCR Master Mix	2500 rxns
BM3004S	Luna® Universal Probe qPCR Master Mix	200 rxns
BM3004L	Luna® Universal Probe qPCR Master Mix	500 rxns
BM3004X	Luna® Universal Probe qPCR Master Mix	1000 rxns
BM3004E	Luna® Universal Probe qPCR Master Mix	2500 rxns
BE3005S	Luna® Universal One-Step RT-qPCR Kit	200 rxns
BE3005L	Luna® Universal One-Step RT-qPCR Kit	500 rxns
BE3005X	Luna® Universal One-Step RT-qPCR Kit	1000 rxns
BE3005E	Luna® Universal One-Step RT-qPCR Kit	2500 rxns
BE3006S	Luna® Universal Probe One-Step RT-qPCR Kit	200 rxns
BE3006L	Luna® Universal Probe One-Step RT-qPCR Kit	500 rxns
BE3006X	Luna® Universal Probe One-Step RT-qPCR Kit	1000 rxns
BE3006E	Luna® Universal Probe One-Step RT-qPCR Kit	2500 rxns
BE3030S	Luna® Cell Ready One Step RT qPCR Kit	20 RT/500 rxns
BE3031S	Luna® Cell Ready Probe One Step RT qPCR Kit	20 RT/500 rxns

\* **ORDINA** almeno € 350,00 e NON paghi le spese di gestione ordine e di ghiaccio secco!

- Offerta valida fino al **31/01/2023**
- L'indicazione del codice **PROMOLUNA** sull'ordine è **INDISPENSABILE** per OTTENERE i prezzi qui indicati.
- Non cumulabile con altri sconti e/o offerte in essere.

Ordina 2 confezioni a scelta e richiedi in sconto merce il NEB Cool (BT04005)



**Euroclone SpA Società a Socio Unico**

Via Figino, 20/22 - 20016 Pero (MI) - +39 02.381951 - +39 02.38101465 - info@euroclone.it - www.euroclone.it

Quality Management System Certified to ISO 9001 and ISO 13485 international standard