

OTTICHE AUTOCLAVABILI PER LAPAROSCOPIA

Lente distale in zaffiro resistente contro danni meccanici (graffi, autoclavatura...).

Sistema **"Floating Cannula"**, per sopportare le differenti dilatazioni termiche in autoclave tra la cannula interna (contenente le rod lenses) e la cannula esterna.

Codice	Descrizione	Confezione
OTTICHE laparoscopiche HD - High Definition AUTOCLAVABILI		
10-2415-00	Ottica HD + 4K autoclavabile diam. 10 mm, lungh. 310 mm , 0°	1 pz
10-2416-00	Ottica HD + 4K autoclavabile diam. 10 mm, lungh. 310 mm , 30°	1 pz
10-0013-00	Ottica HD autoclavabile diam. 5 mm, lungh. 310 mm , 0°	1 pz
10-0014-00	Ottica HD autoclavabile diam. 5 mm, lungh. 310 mm , 30°	1 pz
Ottiche laparoscopiche HD + 4K High Definition protette da surriscaldamento AUTOCLAVABILI		
10-2515-00	Ottica HD + 4K autoclavabile con connettore F.O. protetto dal surriscaldamento, diam. 10 mm , 0°	1 pz
10-2416-00	Ottica HD + 4K autoclavabile con connettore F.O. protetto dal surriscaldamento, diam. 10 mm , 30°	1 pz
OTTICHE per Ginecologia (lunghezza 302 mm) HD - High Definition AUTOCLAVABILI		
10-0021	Isteroscopio HD autoclavabile diam. 4 mm, 0°	1 pz
10-0022	Isteroscopio HD autoclavabile diam. 4 mm, 12°	1 pz
10-0023	Isteroscopio HD autoclavabile diam. 4 mm, 30°	1 pz
10-0024	Isteroscopio HD autoclavabile diam. 4 mm, 70°	1 pz
10-0018	Ottica rigida HD autoclavabile diam. 2.7 mm, 0°	1 pz
10-0019	Ottica rigida HD autoclavabile diam. 2.7 mm, 30°	1 pz
OTTICHE per Urologia (lunghezza 302 mm) HD - High Definition AUTOCLAVABILI		
10-0028	Cistoscopio HD autoclavabile diam. 4 mm, 0°	1 pz
10-0029	Cistoscopio HD autoclavabile diam. 4 mm, 12°	1 pz
10-0030	Cistoscopio HD autoclavabile diam. 4 mm, 30°	1 pz
10-0031	Cistoscopio HD autoclavabile diam. 4 mm, 70°	1 pz
10-0025	Ottica rigida HD autoclavabile diam. 2.7 mm, 0°	1 pz
10-0026	Ottica rigida HD autoclavabile diam. 2.7 mm, 30°	1 pz

A richiesta sono disponibili Ottiche per qualsiasi specialità chirurgica

