




I prodotti top di Enzo Life Sciences in promozione.
Dal catalogo Enzo, i prodotti più citati in letteratura e più utili per la tua ricerca ad un prezzo eccezionale.

Chiedi l'offerta al tuo agente di zona.

CODICE PROMOZIONALE **PRELS23**

Scadenza 15/12/2023

Cell Analysis & Detection

Le sonde fluorescenti CELLESTIAL di Enzo Life Sciences consentono la rilevazione specifica e contemporanea di diversi marker cellulari e di parametri chiave della vitalità, del signaling, della tossicità e dei pathway di morte cellulare.

Immunoassays & Antibodies

Enzo Life Sciences sviluppa e produce migliaia di anticorpi e kit ELISA di altissima qualità in termini di sensibilità, specificità e consistenza.

Small Molecule Chemistry

Enzo Life Sciences offre oltre 3000 composti biologicamente attivi completamente caratterizzati. Sono disponibili individualmente, anche in bulk, o come librerie SCREEN-WELL®.

CELLESTIAL - Live cell analysis	Codice	Formato
PROTEOSTAT® Aggresome detection kit #ENZ-51035 Robust, quantitative detection of aggresomes relevant to the study of neurodegenerative disease, liver disease and toxicology.	EN51035K100	100 tests
Cell Counting Kit-8 #ALX-850-039 Simple, fast and accurate assay to measure cell proliferation and cytotoxicity.	EN8500390100 EN850039KI01 EN850039KI02	100 tests 500 tests 2500 test
GFP-CERTIFIED® Apoptosis/Necrosis detection kit #ENZ-51002 Multiplex assay that distinguishes between healthy, early apoptotic, late apoptotic and necrotic cells, compatible with GFP and other fluorescent probes (blue or cyan).	EN5100225 EN51002100	25 assays 100 assays
LYSO-ID® Red detection kit (GFP-CERTIFIED®) #ENZ-51005 Acidic organelle-selective dye for live cell staining of lysosomes.	EN510050100 EN51005500	100 tests 500 tests
LYSO-ID® Green detection kit #ENZ-51034 Acidic organelle-selective dye for live cell staining of lysosomes.	EN510340100 EN51034K500	100 tests 500 tests
ROS-ID® Total ROS/Superoxide detection kit #ENZ-51010 Widely cited kit to detect total ROS and Superoxide in live cells by microscopy and flow cytometry applications.	EN51010	200 assays
CYTO-ID® Autophagy detection kit #ENZ-51031-K200 A no-transfection, quantitative assay for monitoring autophagy in live cells.	EN51031K200	200 tests
CYTO-ID® Autophagy detection kit 2.0 #ENZ-KIT175-0050 A brighter and more photostable, no-transfection, quantitative assay for monitoring autophagy in live cells.	ENKIT1750050	50 tests
FLUOFORTE® Calcium assay kit #ENZ-51016 A Brighter, More Robust Fluorescent Assay for Calcium Mobilization.	EN51016	96 tests
MITO-ID® Membrane potential cytotoxicity kit #ENZ-51019-KP002 A Real-time Mitochondrial membrane Potential Assay with Superior Sensitivity.	EN51019KP002	2x96 well plates
Cellular senescence live cell analysis assay #ENZ-KIT130-0010 Simple assay to quantify senescence-associated β-galactosidase activity in live cells using flow cytometry.	ENKIT1300010	10 assays

Library	Codice	Formato
SCREEN-WELL® Autophagy library #BML-2837 Structurally and mechanistically different compounds for studying the roles of pro- and anti-autophagic molecules in cells and in vitro applications.	EN28370100	1 Library

IHC reagents	Codice	Formato
POLYVIEW® PLUS AP (anti-rabbit) reagent #ENZ-ACC110-0150 High sensitivity, low background nanopolymer detection reagent for use with HIGHDEF® chromogens in ISH and IHC applications. Compatible also with other chromogens.	ENACC1100150	150 tests
Mouse anti-Rabbit Linker (Ready-to-use) #ENZ-ACC115-6000 Ready-to-use linker for IHC applications.	ENACC1156000	6 ml
Rabbit anti-Mouse Linker (Ready-to-use) #ENZ-ACC116-6000 Ready-to-use linker for IHC applications.	ENACC1166000	6 ml
POLYVIEW® PLUS HRP-DAB (Anti-Rabbit) Kit #ENZ-KIT159-0150 Complete staining kit with highest sensitivity, lowest background.	ENKIT1590150	150 tests
POLYVIEW® PLUS HRP-DAB (Anti-Mouse) Kit #ENZ-KIT160-0150 Complete staining kit with highest sensitivity, lowest background.	ENKIT1600150	150 tests
MULTIVIEW® PLUS (mouse-HRP/rabbit-AP) IHC Kit (Brown/Green) #ENZ-KIT181-0150 Superior multiplex IHC kit for efficient detection of multiple antigens in a single tissue sample.	ENKIT1810150	150 tests

ELISA kits	Codice	Formato
Direct cAMP ELISA kit #ADI-900-066A Most sensitive (0.006 pmol/ml) colorimetric kit for intracellular cAMP quantification.	EN900066A	96 wells
cAMP ELISA kit #ADI-900-067A Most sensitive (0.027 pmol/ml) colorimetric kit for extracellular cAMP quantification.	EN900067A	96 wells
cAMP complete ELISA kit #ADI-900-163A Most sensitive (0.006 pmol/ml and 0.027 pmol/ml) and complete colorimetric kit for intra- and extracellular cAMP quantification.	EN900163A	96 wells
cGMP ELISA kit #ADI-900-013/#ADI-901-013 Most sensitive (0.088 pmol/ml) colorimetric kit for extracellular cGMP quantification.	EN900013 EN901013	96 wells 5x96 wells
Direct cGMP ELISA kit #ADI-900-014 Most sensitive (0.025 pmol/ml) colorimetric kit for intracellular cGMP quantification.	EN900014	96 wells
cGMP complete ELISA kit #ADI-900-164 Most sensitive (0.043 pmol/ml) and complete colorimetric kit for intra- and extracellular cGMP quantification.	EN900164	96 wells
Serotonin ELISA kit #ADI-900-175 Easy-to-use, well-validated serotonin ELISA kit for hormone research.	EN900175	96 wells
p62 ELISA kit #ADI-900-212-0001 Highly validated, quantitative p62 ELISA kit available for autophagy research.	EN9002120001	96 wells
Proteasome ELISA kit #BML-PW0575-0001 The only commercially available kit for proteasome quantification.	ENPW05750001	96 wells
Cortisol ELISA kit #ADI-900-071 / #ADI-901-071 Widely used sensitive cortisol ELISA kit with a large variety of sample types and highly reproducible results for stress, autoimmune disease and cancer research.	EN900071 EN901071	96 wells 5x96 wells
Histamine ELISA kit #ENZ-KIT140A-0001 Ultra-sensitive Histamine ELISA kit enabling detection of Histamine in serum, plasma, urine, and tissue culture media in just 2.5 hours.	ENKIT140A0001	96 wells
IL-10 (human), ELISA kit #ADI-900-036 Colorimetric immunometric enzyme immunoassay kit with results in < 3 hours.	EN900036	96 wells
IL-6 (human), high sensitivity ELISA kit #ENZ-KIT178-0001 Most sensitive (0.057 pg/mL) colorimetric kit for IL-6 quantification.	ENKIT1780001	96 wells
IL-6 (mouse), ELISA kit #ADI-900-045 Colorimetric immunometric enzyme immunoassay kit with results in < 3 hours.	EN900045	96 wells
IL-8 (h), ELISA kit #ADI-900-156A Ultrasensitive ELISA, measuring as low as 1 pg/ml of IL-8 in just 3 hours.	EN900156A	96 wells
LTB4 ELISA kit #ADI-900-068 Ultrasensitive, well-validated LTB4 ELISA kit for inflammation research.	EN900068	96 wells
PGE2 ELISA kit #ADI-900-001 Highly sensitive PGE2 ELISA kit for inflammation and eicosanoid research.	EN900001	96 wells
PGE2 high sensitivity ELISA kit #ADI-930-001 Ultrasensitive PGE2 ELISA kit for inflammation and eicosanoid research.	EN930001	96 wells

Activity Kit	Codice	Formato
UBIQAPTURE-Q® kit #BML-UW8995A Market-leading tool for isolation and detection of ubiquitinylated proteins.	ENUW8995A0001	20 tests

Servizi

I nostri servizi sono stati sviluppati per supportare la vita quotidiana dei ricercatori e offrire soluzioni flessibili in risposta alle esigenze dei clienti.

Technical Sales Specialist

Gli specialisti di Euroclone offrono un supporto in grado di soddisfare ogni esigenza del cliente (sia per i prodotti Euroclone che per i prodotti distribuiti) offrendo così un importante supporto diretto sul territorio italiano.

- ✓ Consulenza pre e post vendita
- ✓ Installazione dello strumento
- ✓ Formazione nell'utilizzo degli strumenti
- ✓ Dimostrazioni tecniche e pratiche
- ✓ Assistenza tecnica
- ✓ Risoluzione dei problemi
- ✓ Supporto scientifico

Technical Sales Assistant

L'assistente tecnico si occupa di tutte le esigenze operative post vendita.

- ✓ Fornisce informazioni tecniche
- ✓ Gestisce le richieste in sinergia con il supporto tecnico del fornitore
- ✓ Supporto tecnico sul consumabile

Contatti: tsa@euroclone.it / 800-315911

Qualità

I dispositivi medici, da noi commercializzati e i dispositivi diagnostici in vitro impiegati nella citogenetica sono conformi alle normative europee 2017/745 e 2017/746. Euroclone vende i propri prodotti a marchio in Europa e nei paesi extraeuropei in conformità con le normative internazionali, incluso il regolamento DUAL USE.

Euroclone è un fornitore di aziende nell'area Biotech - Pharma che lavorano in GMP, garantendo prodotti FFM in conformità con l'accordo tecnico di qualità specifico definito con i singoli clienti.

Certificazioni

ISO 9001, ISO 13485 e ISO 14001.

ISO 9001 e ISO 13485 certificano che Euroclone SpA, dal punto di vista della progettazione, sviluppo, assistenza tecnica e commercializzazione dei prodotti per le Life Sciences, i dispositivi medici e i dispositivi diagnostici in vitro, sono conformi alle normative attualmente in vigore.

ISO 14001 certifica che Euroclone opera nel pieno rispetto dell'ambiente e le sue azioni sono caratterizzati da una forte impronta ecologica.

EuroClone®
serving science through innovation

Euroclone SpA Società a Socio Unico
Via Figino, 20/22 - 20016 Pero (MI)
Tel. +39 02.381951 - +39 02.38101465
info@euroclone.it - www.euroclone.it

Quality Management System Certified to ISO 9001
and ISO 13485 international standard



**PER RICHIEDERE UN PREVENTIVO
CONTATTA IL TUO AGENTE DI ZONA**

Per vedere l'intero portafoglio prodotti visita il sito
www.euroclone.it