



Micropiastre e pellicole per PCR e qPCR...scegli Euroclone!

Ordina 2 confezioni di micropiastre e 1 di seal a scelta e chiedi il roller ECPCR0502 in sconto merce

I nostri best seller:

	Codice	Descrizione
Piastre	ECPCR0730C	FrameStar® 96 PCR plates semi skirted with upstand clear 50 pz
	ECPCR0770C	FrameStar® 96well PCR Plate, semi-skirted. 50 pz
	ECPCR0910C	FrameStar® 96 PCR plates semi skirted recommended for ABI Fast cyclers 50 pz
	ECPCR0960C	FrameStar® 96 PCR plates clear frame. 50 pz
	ECPCR0900C	FrameStar® 96 semi skirted PCR Plate (cut corner bottom left), clear frame 50 pz
	ECPCR0384C	FrameStar® 384 well, PCR plates clear wells 50 pz
	ECPCR0740C	Primo® standard 96 PCR plates skirted low profile 50 pz
Seal	ECPCR0750C	Primo® 96 well plate non-skirted, clear wells. 50 pz
	ECPCR0500	Primo® Transparent Adhesive PCR Seal. 100 pz
	ECPCR0560	Primo® qPCR Adhesive Seal. 100 pz
	ECPCR0550	Primo® Aluminium Foil Adhesive Seal 100 pz

Codice Tipologia	Principali termociclatori compatibili *
ECPCR0730C	PCR ABI Life Technologies Verity GeneAmp® series Simplicamp qPCR ABI Life Technologies 7000 series QuantStudio™ series ViiA7™
ECPCR0770C	Come ECPCR0730C più: PCR Bio-Rad C/S1000 Touch iCycler™ MyCycler™ - Eppendorf qPCR Bio-Rad MyiQ™ iCycler™ IQ series
ECPCR0910C	PCR ABI Life Technologies Verity FAST GeneAmp® 9800 FAST qPCR ABI Life Technologies StepOne Plus™ 7500/7900 FAST QuantStudio™ series ViiA7™
ECPCR0960C	PCR Bio-Rad C/S1000 Touch - Eppendorf qPCR Bio-Rad CFX Series
ECPCR0900C	PCR Bio-Rad C/S1000 Touch iCycler™ MyCycler™ - Eppendorf qPCR Bio-Rad MyiQ™ iCycler™ IQ series
ECPCR0384C	PCR/qPCR ABI Life Technologies – Bio-Rad – Eppendorf – et al.
ECPCR0740C	PCR Bio-Rad C/S1000 Touch - Eppendorf qPCR Bio-Rad CFX Series
ECPCR0750C	PCR/qPCR ABI Life Technologies – Bio-Rad – Eppendorf - et al.

*vedi tabella di compatibilità completa nel catalogo Euroclone di Biologia Molecolare



VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Scansiona il QR code e scarica il catalogo MOLECULAR BIOLOGY:



EuroClone®
serving science through innovation

Euroclone SpA Società a Socio Unico
Via Figino, 20/22 - 20016 Pero (MI)
Tel. +39 02.381951 - +39 02.38101465
info@euroclone.it - www.euroclone.it

Quality Management System Certified to ISO 9001
and ISO 13485 international standard



**PER RICHIEDERE UN PREVENTIVO
CONTATTA IL TUO AGENTE DI ZONA**

Per vedere l'intero portafoglio prodotti visita il sito
www.euroclone.it