



UNA **PROMO IMPERDIBILE** PENSATA PER TE!

Nucleofector® Sytem Lonza

PROMO 1

Acquista Nucleofector® Modulo Core + Modulo X a listino e ricevi contestualmente in sconto merce fino al 10% del valore in reagenti Lonza, kit Lonza e/o estensione di garanzia Nucleofector®.

PROMO 2

Acquista Nucleofector® Modulo Core + Modulo 96 a listino e ricevi contestualmente in sconto merce fino al 10% del valore in reagenti Lonza, kit Lonza e/o estensioni di garanzia Nucleofector®.

La Nucleofezione® è una tecnologia basata sulla creazione momentanea di piccoli pori nelle membrane cellulari mediante l'applicazione di un impulso elettrico.

Il sistema basato sulla combinazione di strumento, reagenti specifici e protocolli ottimizzati consente il trasferimento dei substrati non solo nel citoplasma, ma anche attraverso la membrana nucleare e nel nucleo.

Questo permette di ottenere trasfezione indipendente dalla proliferazione cellulare.

VANTAGGI

- Alta efficienza di trasfezione fino al 99%.
- Tecnologia innovativa con più di 21500 pubblicazioni e migliaia di sistemi installati in tutto il mondo.
- Eccellente conservazione dello stato fisiologico delle cellule.
- Più di 750 protocolli specifici per tipo cellulare.
- Modulo anche per cellule aderenti.
- Protocolli facilmente scalabili da 2×10^4 a 1×10^9 cellule processività da 1 a 384 campioni simultaneamente a seconda del modulo utilizzato.

CONTATTA IL TUO RAPPRESENTANTE EUROCLONE DI ZONA PER RICEVERE LA TUA OFFERTA PERSONALIZZATA.

RICORDATI DI INSERIRE IL CODICE PROMOZIONALE PRLO0224, MA AFFRETTATI L'OFFERTA È VALIDA PER ORDINI CON CONSEGNA ENTRO IL 31/12/2024.

CODICE PROMOZIONALE **PRLO0224** - Promozione valida dal 16 Settembre 2024 al 31 Dicembre 2024

Condizioni di vendita: Offerta non cumulabile con altri sconti e/o offerte in essere | Minimo Fatturabile € 150,00 (I.V.A. esclusa) | Per ordini inferiori a € 500,00 I.V.A. esclusa, addebito forfettario in fattura di € 50,00 (I.V.A. esclusa), quale contributo spese | Per consegne di prodotti refrigerati (ghiaccio secco), addebito forfettario in fattura di € 30,00 (I.V.A. esclusa)

Euroclone SpA Società a Socio Unico

Via Figino, 20/22 - 20016 Pero (MI) - +39 02.381951 - +39 02.38101465 - info@euroclone.it - www.euroclone.it

Quality Management System Certified to ISO 9001 and ISO 13 485 international standard