

**PROMO
POWER**

L'eccellenza delle **Cellule Primarie**
è ora a portata di mano.

SCOPRI L'OFFERTA ESCLUSIVA!

Lonza

Cellule Primarie Lonza

Scopri le offerte esclusive dedicate ai clienti di cellule primarie Lonza!

1. Acquista almeno 2 vials di cellule tra quelle in elenco e ricevi in sconto merce il kit **MycoAlert**[®] o **MycoAlert**[®] **PLUS** per la rilevazione rapida dei micoplasmali!
2. Acquista cellule tra quelle in elenco per un valore di almeno 5.000,00 € e, oltre al kit **MycoAlert**[®], ricevi in sconto merce la spedizione con **Deware**, garantendo il massimo della sicurezza per i tuoi campioni.
Risparmia fino a 1.350,00 €!

PERCHÉ SCEGLIERE LE CELLULE PRIMARIE LONZA

- **Alta qualità e affidabilità**
Mantengono le proprietà fisiologiche del tessuto di origine
- **Ampia selezione e caratterizzazione avanzata**
Oltre 100 tipologie di cellule tra cui scegliere
- **Provenienza etica e certificata**
Controlli rigorosi per assicurare dati affidabili per la ricerca
- **Compatibilità ottimale con il BULLETKIT[™] MEDIA**
Per garantire la crescita ottimale

PERCHÉ IL KIT MYCOALERT[®] È UN MUST-HAVE

I micoplasmali sono tra i contaminanti più diffusi nei laboratori di biologia cellulare, alterando drasticamente i risultati sperimentali. Con il kit MycoAlert[®], puoi rilevarli in pochi minuti grazie a un test enzimatico rapido sul tuo luminometro!

SCEGLI IL KIT MYCOALERT[®] CHE FA PER TE TRA:

- LOLT07118 MycoAlert[®] Detection Kit 10 test
- LOLT07701 MycoAlert[®] Plus Detection Kit 10 test

Controlla l'elenco dei luminometri compatibili in ultima pagina

Contatta il tuo rappresentante Euroclone di zona per ricevere la tua offerta personalizzata e ricordati di inserire il codice promozionale **PRLO0125** esprimendo la tua scelta per il kit MycoAlert[®] utilizzabile con il tuo strumento nel tuo ordine. Ma affrettati l'offerta è valida per ordini entro il **30/06/2025**.

SCEGLI LE CELLULE PRIMARIE CHE PIÙ SI ADDICONO AI TUOI PROGETTI DI RICERCA

Scopri i prodotti che partecipano a questa promozione.

Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
LOCC2704	HPBMC Peripheral Blood Mono cells, cryo amp 10 million cells	LO191027	HUVECs-XL 10 million cells
LOCC2705	HPBMC Peripheral Blood Mono cells, cryo amp 25 million cells	LOCC7231	IPF Lung Fibroblast, cryo amp 500 000 cells
LOC2519A	HUVEC Umbil. Vein pooled Endos, EGM-2, cryo amp 500 000 cells	LOCC2504	NHEM-neo =500,000 cells/amp
LOCC2519	HUVEC Umbil. Vein pooled Endos, EGM, cryo amp 500 000 cells	LO2C101B	Cord Blood CD34+ 100 000 cells
LO192906	NHEK-Neo, Pooled 500 000 cells	LOCC2512	NHLF Lung Fibroblasts cryo amp 500 000 cells
LOCC2702	HPBMC Peripheral Blood Mono cells, cryo amp 50 million cells	LO2M302	Bone Marrow Stromal Cells non-irr, 5 million cells
LOHUCSD	Human Hepatocytes 5 million cells	LO2M101B	Bone Marrow CD34+ 500 000 cells
LO2M101	Bone Marrow CD34+ 100 000 cells	LO2Y101C	Mob CD34+, 1M cells cryo
LO2M125C	Human Bone Marrow Mono Cells cryoamp, 25 million	LO2W401	Neg selected Monocytes, 10M cryo
LOPT5006	Adipose Der. Stem Cells 1 million cells per amp	LOCC2579	UASMC Umbilical Artery SM cells, cryo amp 500 000 cells
LOC2517A	HUVEC Umbilical Vein Endo EGM-2, cryo amp 500 000 cells	LO2W400C	Periph. Blood CD14+ Cells blood 10 million cells
LO2S101D	Human Bone Marrow 5 million cells	LOCC2516	HMVEC-d Neo Der.MV Pooled EGM-2 MV, cryo amp 500 000 cells
LOPT5020	Pre-adipocytes, sub cutan 1 million cells 1 million cells	LOHUCPG	Cryo Human Hepatocytes, Platable, GenPur vial > 5 million cells
LOPT5007	D-Adipose-Derived stem cells, human, Type I Diabetes 1 million cells	LOPT5001	Pre-adipocytes, sub cutan 4 million cells
LOPT5008	D-Adipose-Derived stem cells, human, Type II Diabetes 1 million cells	LOCC2701	NHDC Dendritic Cells cryo amp 25 million cells
LOCC2517	HUVEC Umbilical Vein Endo cells, cryo amp 500 000 cells	LOPT5025	Human Dental Pulp Stem Cells 1 million cells
LOCC2935	HUVEC Umbilical Vein Endo cells, single donor, cryo amp in EGM Plus Growth Medium 500 000 cells	LO4Y101C	Mob CD34+, 1 million cells
LOCC2511	NHDF Dermal Fibroblasts Adult, cryo amp 500 000 cells	LO2W502	Human NK Cells (pos. selection) cryopreserved , 5 million cells
LONSHPRG	NoSpin HepaRG™ Cells 8 million cells	LO2W350	Periph. Blood CD3+ Pan T Cell 25 million cells cryopreserved
LO192907	NHEK-Neo (Neonatal Normal Human Epiderma) 500 000 cells	LOCC2543	HMVEC-d Dermal MV Endo cells, cryo amp 500 000 cells
LO4M125	hBM MNC, 5 million cells	LOCC2556	HRE Renal Epithelial cells, cryo amp 500 000 cells
LOPT5021	Preadipocytes, subcu 1M cells, Diabetes Type I 1 million cells	LO2W302	Naive CD8+ T cells 5 million cells cryo
LOPT5022	Preadipocytes, subcu 1M cells, Diabetes Type II 1 million cells	LOHLECP1	Liver-Derived Endothelial Cells, human, passage 1, 1 million cells
LO4M125A	hBM MNC, 10 million cells	LOCC2904	NHCF-V Human Cardiac Fibroblasts-Ventricular 500 000 cells
LOC2519AS	HUVEC pooled donor S-part, EGM-2, amp 500 000 cells	LO194912	DHLF-As Diseased Human Lung Fibroblasts 500 000 cells
LO192627	NHEK-Ad (Adult Normal Human Epidermal Keratinocytes) 500 000 cells	LO195277	DHLF-COPD Diseased Human Lung Fibroblasts 500 000 cells
LOCC2926	D-HEK-Human Adult Epi. Kerat-Diabetic Type II 500 000 cells	LOCC7014	AoAF Aortic Adventitial Fibroblasts cryo amp 500 000 cells
LOCC2507	NHEK Keratinocytes Pooled Neonatal,KGM,cryo amp 500 000 cells	LOCC2551	HMEC - Mammary Epithelial cells, cryo amp 500 000 cells
LOC2517AS	HUVEC single donor S-part, EGM-2, amp 500 000 cells	LOCC7049	HPdLF Peridontal Ligament cells, cryo amp 500 000 cells
LOCC2703	HPBMC Peripheral Blood Mono cells, 100 million cryo amp	LO4W400	hPB CD14+ Neg, 10M cells
LO192627B	Adult Keratinocyte Cell Culture Kit	LOCC2587	PrSMC Prostate Smooth Muscle, cryo amp 500 000 cells
LOCC2503	NHEK Keratinocytes Neo in KGM, cyro amp 500 000 cells	LO4W601	hPB CD19+ B cells Neg, 10 million cells
LO4M105	hBM CD34- MNC, 100 million cells	LOCC2512B	Lung Fibroblast Cell Culture Kit
LOCC7016	HMVEC-Bd Bladder MV Endo cells, cryo amp 500 000 cells	LOHUCPI	Human Hepatocytes, Induction Qualified 5 million cells
LOPT5005	Pre-adipocytes, visceral 1 million cells	LOCC2900	HSMM-Muscle Myoblasts cryo amp, Diab TI 500 000 cells
LO2M101A	Bone Marrow CD34+ 300 000 cells	LOCC2901	HSMM-Muscle Myoblasts cryo amp, Diab TII 500 000 cells
LOCC2586	hum. Adult Melanocytes cryopreserved 500 000 cells	LO2W501	Human NK Cells (neg. selection) cryopreserved , 5 million cells
LOMCX400	Mouse Brain Cortex Neurons cyro amp, 4 million cells	LORG535	Cryopreserved Rat Microglia cells 2 million cells
LOPT5023	Preadipocytes, visc 1M cells, Diabetes Type I 1 million cells	LOCC2533	BdSMC Bladder Smooth Muscle, cryo amp 500 000 cells
LOPT5024	Preadipocytes, visc 1M cells, Diabetes Type II 1 million cells	LOCC2580	HSMM Skeletal Muscle Myoblasts, cryo amp 500 000 cells
LOCC2929	D-HMVEC-Dermal Microvascular Endothelial Cells Diabetic Type I 500 000 cells	LO2W300	Periph. Blood CD8+ T 10 million cells
LOHUCS10P	Human Hepatocytes, 10 donor pool 5 million cells	LOCC2540	NHBE Bronchial Epi Cells w/ RA, BEGM, cryo amp 500 000 cells
LOCC2509	NHDF-Neo-Der Fibroblasts FGM-2, cryo amp 500 000 cells	LOCC2535	HAEC Aortic Artery Endo cells, cyro. Amp 500 000 cells
LOCC2538	NH0st Osteoblasts cryo amp 500 000 cells	LO4W600	hPB CD19+ B cells Pos, 10 million cells
LOCC2927	D-HMVEC-Cardiac Microvascular Endo Cells Diabetic Type I 500 000 cells	LO4W302	hPB CD8+/CD45RA+, 5 million cells
LOCC7030	HMVEC-C Cardiac MV Endo cells, cryo amp 500 000 cells	LOCC2917	D-CASMC-Human Cor Art Sm Mus-Diab Typ I 500 000 cells
LO2W200	Periph. Blood CD4+ T 10 million cells	LOCC2918	D-CASMC-Human Cor Art Sm Mus-Diab Typ II 500 000 cells
		LOCC2530	HPAEC Pulmonary Artery Endos, EGM-2, cryo amp 500 000 cells
		LOCC2921	D-HCAEC-Human Cor Art Endo-Diab Type I 500 000 cells
		LOCC2922	D-HCAEC-Human Cor Art Endo-Diab Type II 500 000 cells
		LOCC2914	D-AoSMC-Human Aortic Sm Mus-Diab Typ I 500 000 cells

SCEGLI LE CELLULE PRIMARIE CHE PIÙ SI ADDICONO AI TUOI PROGETTI DI RICERCA

Scopri i prodotti che partecipano a questa promozione.

Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
LO4W350	hPB CD3+, 25 million cells	LO4W520	hPB Eosinophils, 1 million cells
LO4W202	hPB CD4+ Naïve, 5 million cells	LO4W200	hPB CD4+, 25 million cells
LOCC2505	HMVEC-d Neo Dermal MV Endo in EGM-2 MV cryo amp 500 000 cells	LO196980	DBSMC-CF – Diseased Human Bronchial Smooth Muscle Cells 500 000 cells
LOCC2583	CASMC Coronary Artery SM cells, cryo amp 500 000 cells	LO196979	DHBE-CF – Diseased Human Bronchial Epithelial Cells 500 000 cells
LOPT2501	Mesenchymal Stem Cells cells, cryo amp 750 000 cells	LO2C101S	Human Cord Blood, 1 million cells - Budget
LOCC2585	HCAEC Coronary Art Endo cells, cryo amp 500 000 cells	LO4M101C	hBM CD34+, 1 million cells
LOCC2919	D-HAEC-Human Aortic Endo-Diabetic Type I 500 000 cells	LO2C101	Cord Blood CD34+ 1 million cells
LOCC2920	D-HAEC-Human Aortic Endo-Diab Type II 500 000 cells	LO2M101D	Bone Marrow CD34+ 2 million cells
LOCC2923	D-HPAEC-Human Pul Art Endo-Diab Type I 500 000 cells	LO2C101H	Cord Blood CD34+ 1 million cells w/HLA
LOCC2571	AoSMC-Aortic Smooth Mus. cells, cryo amp 500 000 cells	LO2Y101D	Mob CD34+, 5M cells
LOCC2550	NHAC-kn Articular Chondrocytes, cryo amp 500 000 cells	LO4Y101D	Mob CD34+, 5 million cells
LOCC2913	D-PASMC-Human Pul Art Sm Mus-Diab Typ II 500 000 cells	LO2M125E	Bone Marrow Mono Cells cryoamp, 300 million
LOCC2547	SAEC Airway Epithelial cells, cryo amp 500 000 cells	LO4W400A	hPB CD14+ Neg, 50 million cells
LOCC2540S	NHBE-Bronchial Epi Cells for B-ALI 500 000 cells	LO4W401A	hPB CD14+ Pos, 50 million cells
LOCC2903	NHCF-A Human Cardiac Fibroblasts-Atrial 500 000 cells	LO4Y101E	Mob CD34+, 10 million cells
LO4W502	hPB NK Pos, 5 million cells	LO4Y101F	Mob CD34+, 25 million cells
LOCC2562	UtSMC Uterine Smooth Muscle cells, cryo amp 500 000 cells	LO2M101F	Bone Marrow CD34+ 10 million cells
LOCC2576	BSMC Bronch. Smooth Mus. cells, cryo amp 500 000 cells		
LOCC2581	PASMC Pulmonary Artery SM cells, cryo amp 500 000 cells		
LOCC2541	NHBE Bronchial Epi Cells w/o RA, BEGM, cryo amp 500 000 cells		
LOCC2527	HMVEC-L Lung MV Endo cells, cryo amp 500 000 cells		
LOCC2508	PrSC - Prostate Stromal cells, cryo amp 500 000 cells		
LOCC2932	D-SAEC - Asthma, cryopreserved amp 500 000 cells		
LOCC2934	D-SAEC-COPD, cryopreserved amp 500 000 cells		
LOCC2545	HIAEC Hum Iliac Artery Endo cells, cyro. Amp 500 000 cells		
LOCC2554	HRCE Renal Cortical Epi.cells, cryo amp 500 000 cells		
LOCC2547S	S-ALI guaranteed SAEC, cryopreserved 500 000 cells		
LOCC2555	PrEC Prostate Epithelial cells, cryo amp 500 000 cells		
LO2W400B	Periph. Blood CD14+ Cells blood 20 million cells		
LO4M101B	hBM CD34+, 500 000 cells		
LO4W401	hPB CD14+ Pos, 10 million cells		
LOCC2553	RPTEC Renal Proximal Tubule cells, cryo amp 500 000 cells		
LOCC2925	D-RPTEC-Human Renal Prox Tub Epi Cells-Diabetic Type II 500 000 cells		
LOCC2551B	Mammary Epithelial Cell Culture Kit		
LOCC2933	D-SAEC-CF, cryopreserved amp 500 000 cells		
LO2M125B	Bone Marrow Mono Cells cryo, 5x25 M		
LO2C101A	Cord Blood CD34+ 500 000 cells		
LO4W501	hPB NK Neg, 5 million cells		
LO4W204	hPB CD4+/CD45RO+, 5 million cells		
LOCC2540B	Bronchial Epithelial Cell Culture Kit		
LO194850	DBSMC-As Diseased Bronchial Smooth Muscle Cells 500 000 cells		
LO195274	DBSMC-COPD Diseased Bronchial Smooth Muscle 500 000 cells		
LO4W300	hPB CD8+ 10 million cells		
LO194911	DHBE-As Diseased Bronchial Epithelial Cells 500 000 cells		
LO195275	DHBE-COPD Diseased Human Bronchial Epithelial Cells 500 000 cells		
LO194911S	Disease Hu. Bronch. Epi. Asth. for B-ALI		
LO2M101C	Bone Marrow CD34+ 1 million cells		
LO4W602	hPB CD19+/IgD+, 1 million cells		
LO2W400A	Periph. Blood CD14+ Cells 40 million cells		

ELENCO LUMINOMETRI COMPATIBILI

LONZA LUMINOMETRO

Strumento	MycoAlert™ Assay	MycoAlert™ PLUS Assay
Lonza Lucetta™ Luminometer	+	+

LUMINOMETRI DI ALTRI FORNITORI

Strumento	MycoAlert™ Assay	MycoAlert™ PLUS Assay
Anthos Lucy	+	
Anthos Lucy2	+	
Anthos Lucy3	+	
BD Pharmigen Monolight™ 2010	+	
BD Pharmigen Monolight™ 3010	+	
Becton-Coulter DTX880		+
Berthold Detection Systems FB12	+	+
Berthold Detection Systems FB14	+	+
Berthold Detection Systems MPL1	+	
Berthold Detection Systems MPL2	+	
Berthold Detection Systems Orion II	+	+
Berthold Detection Systems Orion L	+	
Berthold Detection Systems Sirius	+	
Berthold Detection Systems Smart Line TL	+	
Berthold Technologies AutoLumat LB953	+	
Berthold Technologies Centro LB960	+	
Berthold Technologies Flash & Glow LB955	+	
Berthold Technologies Junior LB9509	+	
Berthold Technologies LB 96 - P	+	
Berthold Technologies Lumat LB 9501	+	
Berthold Technologies Lumat LB 9507	+	
Berthold Technologies Microlumat Plus LB96V	+	
Berthold Technologies Mithra LB940	+	
BioOrbit 1250	+	
BioOrbit 1251	+	
BioOrbit 1253	+	
Biotek Clarity™	+	
Biotek FL500™	-	
Biotek FL600™	-	
Biotek FLx800™	-	
Biotek Synergy™ HT	+	+
Biotek Synergy™ II	+	+
Biotrace Uni-Lite® (Handgerät)	+	
BMG Labtech CLARIOstar®	+	+
BMG Labtech FLUOstar® Omega	+	+
BMG Labtech LUMIstar® Omega	+	+
BMG Labtech PHERAstar® FS	+	+
Chrono-Log Lumiaggregometer	-	
DiGene DCR-1	+	
Dynex Triad	+	
Harta Microlumi XS	+	
MGM Optocomp® II	+	
Molecular Devices Clipper	-	
Molecular Devices FilterMax™ F5 Multi-Mode Microplate Reader	+	+
Molecular Devices FlexStation® 3 Multi-Mode Microplate Reader	+	+
Molecular Devices Lmax™	+	
Molecular Devices Lmax™ II 384	+	
Molecular Devices SpectraMax® Gemini XS	-	

Strumento	MycoAlert™ Assay	MycoAlert™ PLUS Assay
Molecular Devices SpectraMax® Gemini EM	-	
Molecular Devices SpectraMax® i3x Multi-Mode Microplate Reader	+	+
Molecular Devices SpectraMax® L Microplate Luminometer	+	+
Molecular Devices SpectraMax® M3/M4/M5/M5e Multi-Mode Microplate Readers	+	+
Molecular Devices SpectraMax® Paradigm Multi-Mode Microplate Reader	+	+
Perkin Elmer EnVision®	+	+
Perkin Elmer Fusion®	-	
Perkin Elmer MicroBeta®	+	
Perkin Elmer Topcount NXT™	+	
Perkin Elmer Victor™ II	+	
Perkin Elmer Victor™ III	+	
Perkin Elmer Wallac MicroBeta® Trilux	+	
Perkin Elmer Wallac Victor™ II	+	
Perkin Elmer Wallac Victor™ III	+	
Promega GloMax® (20/20 & 96)	+	
Stratec Lumino	+	
Stratec PlateLumino	+	
Tecan GENios™	-	
Tecan GENios™ Plus	-	
Tecan GENios™ Pro	+	?
Tecan Infinite® F200	+	+
Tecan Infinite® F200 PRO	+	+
Tecan Infinite® F500	+	+
Tecan Infinite® M200	+	+
Tecan Infinite® M200 PRO	+	+
Tecan Infinite® M1000	+	+
Tecan Infinite® M1000 PRO	+	+
Tecan Safire®	+	?
Tecan Safire2™	+	?
Tecan SpectraFluor	-	
Tecan Ultra	+	
Thermo Fluoroskan Ascent®	-	
Thermo Fluoroskan Ascent® FL	-	+
Thermo Luminoskan Ascent®	+	
Tropix® TR717™	-	
Turner Biosystems 20/20n	+	
Turner Veritas™	+	
Varian Cary Eclipse	-	

*Other bioassays include e.g. ViaLight™ or Toxilight™ Assay

- = Do not recommend; + = Recommend; ? = Not tested