



## NEBNext UltraExpress<sup>®</sup>

**RIDUCI GLI SPRECHI, AUMENTA LE PRESTAZIONI!!**

Librerie NGS veloci (105 min per DNA) ed ecologiche (-50% provette e -32% puntali). Il kit utilizza un workflow semplificato, con frammentazione enzimatica, riduzione dei tempi di incubazione e meno passaggi di pulizia, consentendo di ottenere librerie di alta qualità in tempi rapidi.

### PERCHÉ SCEGLIERE NEBNext UltraExpress<sup>®</sup> ?

- **WORKFLOW PIÙ RAPIDI**
  - Preparazione di librerie **DNA** in meno di **2 ore**
  - Preparazione di librerie **RNA** in **3 ore** (in un solo giorno includendo l'arricchimento di **poly(A)** o la deplezione di **rRNA**).
- **MENO PASSAGGI E RIDUZIONE DEGLI SPRECHI DI CONSUMABILI**
- **AMPIO INTERVALLO DI INPUT**
  - **DNA: 10-200 ng** di DNA (frammentato meccanicamente)
  - **RNA: 25-250 ng** di RNA totale
- **UN UNICO PROTOCOLLO PER TUTTI GLI INPUT**
- **COMPATIBILITÀ CON L'AUTOMAZIONE**

**Condizioni di vendita:** Offerta non cumulabile con altri sconti e/o offerte in essere | Minimo Fatturabile € 150,00 (I.V.A. esclusa) | Per ordini inferiori a € 500,00 I.V.A. esclusa, addebito forfettario in fattura di € 50,00 (I.V.A. esclusa), quale contributo spese | Per consegne di prodotti refrigerati (ghiaccio secco), addebito forfettario in fattura di € 30,00 (I.V.A. esclusa)

Codice	Descrizione	Reaz.
BE3325S	NEBNext <sup>®</sup> UltraExpress DNA Library Prep Kit	24
BE3325L	NEBNext <sup>®</sup> UltraExpress DNA Library Prep Kit	96
BE3340S	NEBNext <sup>®</sup> UltraExpress FS DNA Library Prep Kit	24
BE3340L	NEBNext <sup>®</sup> UltraExpress FS DNA Library Prep Kit	96
BE3330S	NEBNext <sup>®</sup> UltraExpress RNA Library Prep Kit	24
BE3330L	NEBNext <sup>®</sup> UltraExpress RNA Library Prep Kit	96
BE7335S	NEBNext <sup>®</sup> Multiplex Oligos for Illumina <sup>®</sup> (Index Primers 1-12)	24
BE7335L	NEBNext <sup>®</sup> Multiplex Oligos for Illumina <sup>®</sup> (Index Primers 1-12)	96

**SCONTO 45% SU PREZZO DI LISTINO**

PER MAGGIORI INFORMAZIONI,  
CONTATTA IL TUO RAPPRESENTANTE EUROCLONE

CODICE PROMOZIONALE **NEB25**- Promozione valida fino al 30 Giugno 2025

Euroclone SpA Società a Socio Unico

Via Figino, 20/22 - 20016 Pero (MI) - +39 02.381951 - +39 02.38101465 - info@euroclone.it - www.euroclone.it

Quality Management System Certified to ISO 9001 and ISO 13485 international standard