

**QUESTO
IMBALLAGGIO RISPETTA
L'AMBIENTE!**



Dr. Care

QUESTO IMBALLAGGIO RISPETTA L'AMBIENTE

Euroclone ha scelto insieme a CST di stare dalla parte della Terra. Le spedizioni di anticorpi possono essere effettuate a temperatura ambiente per ridurre gli imballaggi di polistirolo.

QUALITÀ E STABILITÀ GARANTITE IN OGNI MOMENTO

I test di stabilità effettuati da CST garantiscono la qualità e l'attività inalterata dei prodotti che ricevete.

Campioni di tutti i prodotti sono esposti a condizioni termiche differenti per una settimana (-20°C, temperatura ambiente e oltre 37°C). Al termine del settimo giorno si verifica l'attività dei reagenti. Per tutti i prodotti la cui attività è identica nelle 3 condizioni, la temperatura ambiente (A) è la temperatura di spedizione raccomandata. Per tutti gli altri prodotti la temperatura controllata tra 2° e 8°C (C) è la condizione di spedizione raccomandata.

COME VIENE SCELTA LA TEMPERATURA DI SPEDIZIONE A VOI

- Se la spedizione contiene solo prodotti che hanno la temperatura ambiente (A) come condizione di spedizione raccomandata il pacco viene spedito nella scatola di cartone
- Se la spedizione contiene almeno 1 prodotto che necessita la temperatura di invio controllata tra 2°C e 8°C (C), tutti gli articoli sono spediti nell'imballo di polistirolo

In entrambi i casi vi preghiamo di seguire le linee guida di conservazione a lungo termine riportate sull'etichetta del prodotto



TEMPERATURA AMBIENTE (A)



TEMPERATURA CONTROLLATA (C)