


**PROMO
POWER**



Revamp your Lab

Se possiedi da qualche anno uno strumento **UVITEC** per l'acquisizione di gel di agarosio e/o westernblot ... Contattaci subito!

Approfitta della nostra offerta "Fedeltà" ed aggiorna il tuo laboratorio con gli ultimi modelli di acquisizione di immagine **UVITEC**: lo specialista dell'Imaging!

Offerte valide per ordini entro il 15/12/2023
Codice Promozionale: PRUVI23A



UVIDOC



ALLIANCE ATOM

Alliance ATOM/ Alliance ATOM Light

Sistema di imaging in chemiluminescenza per l'analisi di proteine e gel di DNA.

- CCD Camera a 16 bit con risoluzione 9.2 megapixels
- Apertura lenti: f/0.80
- Raffreddamento CCD Camera: -60°C
- Range Dinamico: OD 4.8
- Software gratuito
- Sistema compatto
- Transilluminatore incluso
- Vassoio porta membrane mobile per una acquisizione ottimale
- Ottiche Automatiche (ATOM) o Manuali (ATOM Light)
- Possibilità di upgrade ad Epi-fluorescenza (ATOM)
- PC Based (non incluso)
- 3 anni di garanzia



Uvidoc HD6

Sistema di imaging touch screen per l'acquisizione di gel di agarosio

- Sistema Completamente automatico
- Touch Screen HD da 12.2"
- PC on board per lo storage delle immagini
- CCD camera 16 bit con risoluzione 6 megapixel
- Transilluminatore incluso
- Area di imaging massima: 26x21 cm
- Voice Control© opzionale
- 3 anni di garanzia



Condizioni di vendita: Promozione non cumulabile con altre offerte in essere | Riporta sull'ordine la dicitura PRUVI23A |
Minimo Fatturabile 150.00€ | Contributo spese di 50.00€ per ordini inferiori ai 500.00€ | Spese per spedizione ghiaccio secco 30.00€