

Antibiotici nel latte? Basta lo sguardo!



NEW

Per il controllo del latte affidati a EuroClone: verifica la presenza di inibenti nel latte vaccino, ovino e caprino.


se il tempo è tiranno:

Tramite i test rapidi ad immunodiffusione verifica la presenza/assenza di betalattamici e/o tetracicline in soli 5 minuti e senza la necessità di strumentazione.

a temperatura ambiente



Prelevare



Aggiungere




Interpretare

| Codice | Descrizione | Formato |
|-----------|---|----------|
| EAS001050 | MilkFasst™ Betalactams Rapid test | 50 test |
| EAS001100 | MilkFasst™ Betalactams Rapid test | 100 test |
| EAS003050 | MilkFasst™ Combo BT (betalattamici e tetracicline) Rapid test | 50 test |
| EAS003100 | MilkFasst™ Combo BT (betalattamici e tetracicline) Rapid test | 100 test |

Il kit Kalidos è un test di inibizione della crescita microbica che possiede un'elevata sensibilità così da permettere di determinare un ampio spettro di agenti antimicrobici nel latte, che include: β -lattamici, tetracicline e sulfamidici.

Il tempo richiesto per l'analisi è compreso tra le 2 ore e mezzo e le 3 ore.



| Codice | Descrizione | Formato |
|---------------|--|-----------|
| A21411 | KALIDOS MP, micro-piastre per determinazione qualitativa di antibiotici totali | 3x96 test |
| A21611 | KALIDOS TB, tubi per determinazione qualitativa di antibiotici totali | 100 test |

Completano la gamma i prodotti riportati nella tabella che segue:

| Codice | Descrizione | Formato |
|----------------------|--|-------------|
| EEM005096 | Kit Elisa QUANTITATIVO per la quantificazione di aflatossina M1 in latte e formaggio | 96 pozzetti |
| EMLT4000MSAGA | Lettore di micro piastre ELISA | 1 pz |
| KIT041 | Test rapido QUANTITATIVO per la quantificazione di aflatossina M1 in latte e formaggio | 96 test |
| APP032 | Incubatore per analisi con test rapidi | 1 pz |
| APP039 | Lettore di strip + stampante ed interfaccia PC | 1 pz |

E-mail per ordini: order.bio@euroclone.it

E-mail per informazioni: m.cornarotti@euroclone.it

EuroClone S.p.A.

Via Figino, 20/22 • 20016 Pero (MI) Italy • ☎ +39 02 38195.1 • 📠 +39 02 38101465 • ✉ info@euroclone.it • www.euroclone.it

Quality Management Systems certified according to ISO 9001 and ISO 13485 international standards